









teknika.





LITE LINER®

Familia Gel



	LITE Liner® Gel SUPREME Locking & Cushion
	LITE Liner® Gel PRIME Locking & Cushion
	LITE Liner® Gel EXCELSIOR Locking & Cushion
	LITE Liner® Gel OPTION Locking & Cushion
	LITE Liner® Gel TF Locking & Cushion
	<i>Gel Suspension Sleeves</i>
	<i>Gel Pads and Distal Cups</i>
	<i>Care Products</i>

Nivel de Actividad

 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1 2 3 4</div> <p>1</p> <p><i>Actividad en interiores</i></p>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1 2 3 4</div> <p>2</p> <p><i>Actividad en exteriores restringido</i></p>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1 2 3 4</div> <p>3</p> <p><i>Actividad en exteriores sin restriccion</i></p>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1 2 3 4</div> <p>4</p> <p><i>Actividad alta sin restricciones</i></p>
--	--	--	---


LITE Liner® Gel

LITE Liner en Gel está compuesto de gel de elastómero y termoplástico biocompatible (TPE).

Este gel minimiza las cargas y ofrece una gran comodidad, especialmente para miembros residuales sensibles, óseos o cicatrizados.

® Para muñones muy atípicos, el LITE Liner Gel se puede reformar termoplásticamente a aprox. 80 ° C. Los geles de TPE utilizados se prueban para determinar su biocompatibilidad según norma internacional - DIN EN ISO 10993-5. y 10993-10.

LITE Liner® Gel Disponible en diferentes especificaciones para diferentes patologías





<p>LITE Liner® Gel SUPREME: 4W9</p> <p>Standard</p>	<p>LITE Liner® Gel PRIME: 4W8</p> <p>Standard Matrix</p>
<p>LITE Liner® Gel EXCELSIOR: 4W7</p>	<p>LITE Liner® Gel OPTION: 4W6</p> <p>Frente Respaldo</p>

Tabla de Medidas

	S	IS	M	L
40 cm	22 - 35 cm	23 - 37 cm	27 - 43 cm	37 - 59 cm
30 cm	20 - 32 cm	21 - 34 cm	25 - 40 cm	32 - 51 cm
20 cm	18 - 28 cm	19 - 30 cm	24 - 38 cm 22-36 cm (Conico)	28 - 45 cm 26-43 cm (Conico)
10 cm	16 - 25 cm	18 - 29 cm	22 - 35 cm 20-33 cm (Conico)	25 - 40 cm 23-38 cm (Conico)
4 cm	15 - 22 cm	16 - 25 cm	20 - 32 cm 18-30 cm (Conico)	21 - 33 cm 19-31 cm (Conico)

	IL	XL	XLP	XXL
40 cm	40 - 64 cm	42 - 68 cm	44 - 71 cm	49 - 80 cm
30 cm	36 - 58 cm	40 - 64 cm	41 - 66 cm	47 - 76 cm
20 cm	34 - 54 cm 32-52 cm (Conico)	38 - 61 cm	39 - 63 cm	44 - 71 cm
10 cm	30 - 48 cm 28-46 cm (Conico)	34 - 55 cm	35 - 56 cm	39 - 65 cm
4 cm	26 - 41 cm 24-39 cm (Conico)	27 - 43 cm	30 - 50 cm	34 - 60 cm

Perfiles



UNIFORME

CONICO

GUIA DE SELECCION

Variante:	4W9	LITE Liner® SUPREME
Modelo:	4W8	LITE Liner® PRIME
	4W7	LITE Liner® EXCELSIOR
	4W6	LITE Liner® OPTION
Estilo:	0	Con Bloqueo Standard
	1	Con bloqueo Conico (<i>Fondo grueso</i>)
	5	Sin Bloqueo Standard
	6	Sin Bloqueo Contorneado (<i>Fondo Grueso</i>)
Matrix:	00	<i>Sin Matrix</i> (excepto LITE Liner® EXCELSIOR) 10 cm Matrix
	10	(para TT)
	TF	Matrix continua (para TF)
Gel Thickness:	-03	3 mm (estilo uniforme)
	-06	6 mm (estilo uniforme)
	-09	9 mm (estilo uniforme)
	-3/6	3/6 mm (<i>solamente TF</i>)
	-T3	3/6 mm (Estilo Conico)
	-T6	6/9 mm (Estilo Conico / <i>Solamente M, L, IL</i>)
	-T9	9/12 mm (<i>Estilo Conico / Solamente M, L, IL</i>)
Size:	-S	Pequeño
	-IS	Intermedio Pequeño
	-M	Mediano
	-L	Largo
	-IL	Intermedio Largo
	-XL	Extra Largo
	-XLP	Extra Largo Plus
	-XXL	XX-Largo
Colour:	-H	Color piel (LITE Liner® SUPREME)
	-B	Azul (LITE Liner® SUPREME)
	-G	Gris (LITE Liner® SUPREME)
	-H	Color piel (LITE Liner® PRIME)
	-A	Gris carbon (LITE Liner® PRIME)
	-	(LITE Liner® EXCELSIOR)

Ejemplo orden: 4W8110-06-L-H

LITE Liner® Prime, 10 cm Matrix,
6 mm Espesor, Size talla, Color piel



Azul (B)



Piel (H)



Gris (G)

“ Textil / “Tela / lisa



Gris Carbon
(A)




Piel (H)

“ Textil / “Tela / Rugosa

LITE Liner® Gel SUPREME 4W9





Version Clasica



Nivel de Actividad: 1-3

Para muñones sensibles y normales con baja o buena superficie de tejidos blandos.

UNIFORME para muñones normales
CONICO para muñones cónicos

			
TT con Bloqueo			
Size	-03	-06	-09
S	4W9000-03-S-H	4W9000-06-S-H	
IS	4W9000-03-IS-H	4W9000-06-IS-H	
M	4W9000-03-M-H	4W9000-06-M-H	4W9000-09-M-H
L	4W9000-03-L-H	4W9000-06-L-H	4W9000-09-L-H
IL	4W9000-03-IL-H	4W9000-06-IL-H	4W9000-09-IL-H
XL	4W9000-03-XL-H	4W9000-06-XL-H	4W9000-09-XL-H
XLP	4W9000-03-XLP-H	4W9000-06-XLP-H	
XXL	4W9000-03-XXL-H	4W9000-06-XXL-H	
TT sin bloqueo			
Size	-03	-06	-09
S	4W9500-03-S-H	4W9500-06-S-H	
IS	4W9500-03-IS-H	4W9500-06-IS-H	
M	4W9500-03-M-H	4W9500-06-M-H	4W9500-09-M-H
L	4W9500-03-L-H	4W9500-06-L-H	4W9500-09-L-H
IL	4W9500-03-IL-H	4W9500-06-IL-H	4W9500-09-IL-H
XL	4W9500-03-XL-H	4W9500-06-XL-H	4W9500-09-XL-H
XLP	4W9500-03-XLP-H	4W9500-06-XLP-H	
XXL	4W9500-03-XXL-H	4W9500-06-XXL-H	

UNIFORME

Espesor del Gel

UNIFORME: 3, 6, 9 mm

CONICO: 3, 6, 9 mm (6 & 9 solamente en tallas M, L, IL)


- Con y sin conector distal
- Longitud del Liner approx. 410 mm
- Parte Posterior del Liner mas delgada con espesores de 6 y 9 mm.
- **Disponible con y sin matix de 10 cm.**
- **Disponible en gris(-G) o azul (-B)**

TT con Bloqueo			
Talla	-T3	-T6	-T9
S	4W9000-T3-S-H		
IS	4W9000-T3-IS-H		
M	4W9000-T3-M-H	4W9000-T6-M-H	4W9000-T9-M-H
L	4W9000-T3-L-H	4W9000-T6-L-H	4W9000-T9-L-H
IL	4W9000-T3-IL-H	4W9000-T6-IL-H	4W9000-T9-IL-H
XL	4W9000-T3-XL-H		
XLP	4W9000-T3-XLP-H		
XXL	4W9000-T3-XXL-H		
TT sin Bloqueo			
Talla	-T3	-T6	-T9
S	4W9500-T3-S-H		
IS	4W9500-T3-IS-H		
M	4W9500-T3-M-H	4W9500-T6-M-H	4W9500-T9-M-H
L	4W9500-T3-L-H	4W9500-T6-L-H	4W9500-T9-L-H
IL	4W9500-T3-IL-H	4W9500-T6-IL-H	4W9500-T9-IL-H
XL	4W9500-T3-XL-H		
XLP	4W9500-T3-XLP-H		
XXL	4W9500-T3-XXL-H		

CONICO

LITE Liner® Gel PRIME 4W8

Resistente y duradero



Nivel de Actividad: 1-3

Para muñones sensibles y normales con baja o buena superficie de tejidos blandos

Perfil **UNIFORME** para muñones normales
Perfil **CONICO** para muñones conicos

TT con Bloqueo			UNIFORME	CONICO
Talla	-03	-06	-09	T03
IS	4W8100-03-IS-H	4W8100-06-IS-H		4W8100-T3-IS-H
M	4W8100-03-M-H	4W8100-06-M-H	4W8000-09-M-H	4W8100-T3-M-H
L	4W8100-03-L-H	4W8100-06-L-H	4W8000-09-L-H	4W8100-T3-L-H
IL	4W8100-03-IL-H	4W8100-06-IL-H	4W8000-09-IL-H	4W8100-T3-IL-H
XL	4W8100-03-XL-H	4W8100-06-XL-H	4W8000-09-XL-H	4W8100-T3-XL-H
XLP	4W8100-03-XLP-H	4W8100-06-XLP-H		4W8100-T3-XLP-H
XXL	4W8100-03-XXL-H	4W8100-06-XXL-H		4W8100-T3-XXL-H
TT sin Bloqueo			UNIFORME	CONICO
Talla	-03	-06	-09	T03
IS	4W8600-03-IS-H	4W8600-06-IS-H		4W8600-T3-IS-H
M	4W8600-03-M-H	4W8600-06-M-H	4W8500-09-M-H	4W8600-T3-M-H
L	4W8600-03-L-H	4W8600-06-L-H	4W8500-09-L-H	4W8600-T3-L-H
IL	4W8600-03-IL-H	4W8600-06-IL-H	4W8500-09-IL-H	4W8600-T3-IL-H
XL	4W8600-03-XL-H	4W8600-06-XL-H	4W8500-09-XL-H	4W8600-T3-XL-H
XLP	4W8600-03-XLP-H	4W8600-06-XLP-H		4W8600-T3-XLP-H
XXL	4W8600-03-XXL-H	4W8600-06-XXL-H		4W8600-T3-XXL-H

Grosor del Gel

UNIFORME: 3, 6 mm


- Con y sin conector distal
- Longitud del Liner approx. 410 mm
- Parte Posterior del Liner mas delgada con espesores de 6 y 9 mm.
- Disponible con y sin matix de 10 cm.
- Disponible en gris(-G) o azul (-B)

	5,2 mm	8 mm	8 mm
TT con Bloqueo	UNIFORME		CONICO
Talla	-03	-06	-T3
IS	4W8110-03-IS-H	4W8110-06-IS-H	4W8110-T3-IS-H
M	4W8110-03-M-H	4W8110-06-M-H	4W8110-T3-M-H
L	4W8110-03-L-H	4W8110-06-L-H	4W8110-T3-L-H
IL	4W8110-03-IL-H	4W8110-06-IL-H	4W8110-T3-IL-H
XL	4W8110-03-XL-H	4W8110-06-XL-H	4W8110-T3-XL-H
XLP	4W8110-03-XLP-H	4W8110-06-XLP-H	4W8110-T3-XLP-H
XXL	4W8110-03-XXL-H	4W8110-06-XXL-H	4W8110-T3-XXL-H
TT sin Bloqueo	UNIFORME		CONICO
Talla	-03	-06	-T3
IS	4W8610-03-IS-H	4W8610-06-IS-H	4W8610-T3-IS-H
M	4W8610-03-M-H	4W8610-06-M-H	4W8610-T3-M-H
L	4W8610-03-L-H	4W8610-06-L-H	4W8610-T3-L-H
IL	4W8610-03-IL-H	4W8610-06-IL-H	4W8610-T3-IL-H
XL	4W8610-03-XL-H	4W8610-06-XL-H	4W8610-T3-XL-H
XLP	4W8610-03-XLP-H	4W8610-06-XLP-H	4W8610-T3-XLP-H
XXL	4W8610-03-XXL-H	4W8610-06-XXL-H	4W8610-T3-XXL-H

MATRIX

LITE Liner® Gel EXCELSIOR 4W7

Para el usuario activo con mayores exigencias.



Nivel de Actividad: 2-4

Matrix integrada (approx. 8 cm) Proporciona un pistoneo mínimo.

Para muñones normales con buena superficie de tejidos blandos

Perfil UNIFORME para muñones normales.
Perfil CONICO para muñones conicos.

TT con Bloqueo			
Size	-03	-06	-09
IS	4W7000-03-IS	4W7000-06-IS	
M	4W7000-03-M	4W7000-06-M	4W7000-09-M
L	4W7000-03-L	4W7000-06-L	4W7000-09-L
IL	4W7000-03-IL	4W7000-06-IL	4W7000-09-IL
XL	4W7000-03-XL	4W7000-06-XL	4W7000-09-XL
XLP	4W7000-03-XLP	4W7000-06-XLP	
XXL	4W7000-03-XXL	4W7000-06-XXL	
TT sin Bloqueo			
Size	-03	-06	-09
IS	4W7500-03-IS	4W7500-06-IS	
M	4W7500-03-M	4W7500-06-M	4W7500-09-M
L	4W7500-03-L	4W7500-06-L	4W7500-09-L
IL	4W7500-03-IL	4W7500-06-IL	4W7500-09-IL
XL	4W7500-03-XL	4W7500-06-XL	4W7500-09-XL
XLP	4W7500-03-XLP	4W7500-06-XLP	
XXL	4W7500-03-XXL	4W7500-06-XXL	



UNIFORME

Gel thicknesses:

UNIFORME: 3, 6, 9 mm

CONICO: 3 mm


- Con y sin conexion distal
- Longitud del Liner approx. 410 mm
- Parte Posterior del Liner mas delgada con espesores de 6 y 9 mm.

			
TT con Bloqueo			
TALLA	-T3		
IS	4W7000-T3-IS		
M	4W7000-T3-M		
L	4W7000-T3-L		
IL	4W7000-T3-IL		
XL	4W7000-T3-XL		
XLP	4W7000-T3-XLP		
XXL	4W7000-T3-XXL		
TT sin Bloqueo			
Size	-T3		
IS	4W7500-T3-IS		
M	4W7500-T3-M		
L	4W7500-T3-L		
IL	4W7500-T3-IL		
XL	4W7500-T3-XL		
XLP	4W7500-T3-XLP		
XXL	4W7500-T3-XXL		

CONICO

LITE Liner® Gel OPTION 4W6

Para el usuario de baja actividad actividad con mayores demandas.



Mobility class: 1-3

Para muñones sensibles y normales con baja o buena superficie de tejidos blandos.

La matriz integrada en el área posterior evita el movimiento de pistoneo.

Perfil UNIFORME para muñones normales.
Perfil CONICO para muñones conicos.

TT con Bloqueo		
Talla	-06	-09
IS	4W6000-06-IS	
M	4W6000-06-M	4W6000-09-M
L	4W6000-06-L	4W6000-09-L
IL	4W6000-06-IL	4W6000-09-IL
XL	4W6000-06-XL	4W6000-09-XL
XLP	4W6000-06-XLP	
XXL	4W6000-06-XXL	
TT sin Bloqueo		
Talla	-06	-09
IS	4W6500-06-IS	
M	4W6500-06-M	4W6500-09-M
L	4W6500-06-L	4W6500-09-L
IL	4W6500-06-IL	4W6500-09-IL
XL	4W6500-06-XL	4W6500-09-XL
XLP	4W6500-06-XLP	
XXL	4W6500-06-XXL	


UNIFORME

ESPESOR:

UNIFORME: 6, 9 mm

CONICO: 3 mm

- Con y sin conexion distal
- Longitud del Liner approx. 410 mm
- Parte Posterior del Liner mas delgada con espesores de 6 y 9 mm.



TT con Bloqueo

Size	-T3
IS	4W6000-T3-IS
M	4W6000-T3-M
L	4W6000-T3-L
IL	4W6000-T3-IL
XL	4W6000-T3-XL
XLP	4W6000-T3-XLP
XXL	4W6000-T3-XXL

TT sin Bloqueo

Size	-T3
IS	4W6500-06-IS
M	4W6500-06-M
L	4W6500-06-L
IL	4W6500-06-IL
XL	4W6500-06-XL
XLP	4W6500-06-XLP
XXL	4W6500-06-XXL

CONICO

LITE Liner® Gel TF


LITE Liner® Gel TF está hecho de gel de elastómero termoplástico biocompatible (TPE). Este gel minimiza cargas y ofrece una gran comodidad especialmente para muñones sensibles, con prominencias óseas o cicatrizados.

Para muñones de forma atípicas, el LITE Liner Gel TF puede ser reformado termoplásticamente.

Las versiones SUPREME y PRIME tienen matrix interna la versión EXCELSIOR tiene matrix externa.

Ambas versiones de la matrix evitan eficientemente el estiramiento longitudinal y el pistoneo.

Los geles de TPE utilizados se prueban para determinar su biocompatibilidad según norma internacional - DIN EN ISO 10993-5. y 10993-10.



<p>LITE Liner® Gel SUPREME: 4W90TF</p> <p>TF-Matrix con matrix interna</p> <p>1 2 3 4</p>	<p>LITE Liner® Gel PRIME: 4W80TF</p> <p>TF-Matrix con matrix interna</p> <p>1 2 3 4</p>
<p>LITE Liner® Gel EXCELSIOR: 4W70TF</p> <p>TF-Matrix con matrix externa</p> <p>1 2 3 4</p>	

LITE Liner® Gel EXCELSIOR TF 4W70TF


Para usuarios activos con mayores exigencias



Mobility class: 2-4

matrix integrada (aprox. 8 cm)
proporciona un pistóneo mínimo.

Para muñones normales con buena
superficie de tejidos blandos.



TF con bloqueo, matrix continua


Talla	-03	-06	-3/6
M	4W70TF-03-M	4W70TF-06-M	4W70TF-3/6-M
L	4W70TF-03-L	4W70TF-06-L	4W70TF-3/6-L
IL	4W70TF-03-IL	4W70TF-06-IL	4W70TF-3/6-IL
XL	4W70TF-03-XL	4W70TF-06-XL	4W70TF-3/6-XL
XLP	4W70TF-03-XLP	4W70TF-06-XLP	4W70TF-3/6-XLP
XXL	4W70TF-03-XXL	4W70TF-06-XXL	4W70TF-3/6-XXL

TF sin bloqueo, matrix continua

Talla	-03	-06	-3/6
M	4W75TF-03-M	4W75TF-06-M	4W75TF-3/6-M
L	4W75TF-03-L	4W75TF-06-L	4W75TF-3/6-L
IL	4W75TF-03-IL	4W75TF-06-IL	4W75TF-3/6-IL
XL	4W75TF-03-XL	4W75TF-06-XL	4W75TF-3/6-XL
XLP	4W75TF-03-XLP	4W75TF-06-XLP	4W75TF-3/6-XLP
XXL	4W75TF-03-XXL	4W75TF-06-XXL	4W75TF-3/6-XXL


LITE Liner® Gel PRIME TF 4W80TF

Resistente y duradero



Nivel de Actividad: 1-3

Para muñones sensibles y normales con baja o buena superficie de tejidos blandos



TF con bloqueo, matrix continua


Talla	-03	-06	-3/6
M	4W80TF-03-M-H	4W80TF-06-M-H	4W80TF-3/6-M-H
L	4W80TF-03-L-H	4W80TF-06-L-H	4W80TF-3/6-L-H
IL	4W80TF-03-IL-H	4W80TF-06-IL-H	4W80TF-3/6-IL-H
XL	4W80TF-03-XL-H	4W80TF-06-XL-H	4W80TF-3/6-XL-H
XLP	4W80TF-03-XLP-H	4W80TF-06-XLP-H	4W80TF-3/6-XLP-H
XXL	4W80TF-03-XXL-H	4W80TF-06-XXL-H	4W80TF-3/6-XXL-H

TF sin bloqueo, matrix continua

Talla	-03	-06	-3/6
M	4W85TF-03-M-H	4W85TF-06-M-H	4W85TF-3/6-M-H
L	4W85TF-03-L-H	4W85TF-06-L-H	4W85TF-3/6-L-H
IL	4W85TF-03-IL-H	4W85TF-06-IL-H	4W85TF-3/6-IL-H
XL	4W85TF-03-XL-H	4W85TF-06-XL-H	4W85TF-3/6-XL-H
XLP	4W85TF-03-XLP-H	4W85TF-06-XLP-H	4W85TF-3/6-XLP-H
XXL	4W85TF-03-XXL-H	4W85TF-06-XXL-H	4W85TF-3/6-XXL-H


LITE Liner® Gel SUPREME TF 4W90TF

Version Clasica



Nivel de Actividad: 1-3

Para muñones sensibles y normales con baja o buena superficie de tejidos blandos



TF con bloqueo, matrix continua

Talla	-03	-06	-3/6
M	4W90TF-03-M-H	4W90TF-06-M-H	4W90TF-3/6-M-H
L	4W90TF-03-L-H	4W90TF-06-L-H	4W90TF-3/6-L-H
IL	4W90TF-03-IL-H	4W90TF-06-IL-H	4W90TF-3/6-IL-H
XL	4W90TF-03-XL-H	4W90TF-06-XL-H	4W90TF-3/6-XL-H
XLP	4W90TF-03-XLP-H	4W90TF-06-XLP-H	4W90TF-3/6-XLP-H
XXL	4W90TF-03-XXL-H	4W90TF-06-XXL-H	4W90TF-3/6-XXL-H

TF sin bloqueo, matrix continua

Talla	-03	-06	-3/6
M	4W95TF-03-M-H	4W95TF-06-M-H	4W95TF-3/6-M-H
L	4W95TF-03-L-H	4W95TF-06-L-H	4W95TF-3/6-L-H
IL	4W95TF-03-IL-H	4W95TF-06-IL-H	4W95TF-3/6-IL-H
XL	4W95TF-03-XL-H	4W95TF-06-XL-H	4W95TF-3/6-XL-H
XLP	4W95TF-03-XLP-H	4W95TF-06-XLP-H	4W95TF-3/6-XLP-H
XXL	4W95TF-03-XXL-H	4W95TF-06-XXL-H	4W95TF-3/6-XXL-H

LITE Liner® Gel SUPREME 4W80

Mangas de sello




Nivel de Actividad 1-3

Para muñones TT


- Alta adhesión y excelente confort
- El gel proporciona amortiguación y minimiza las cargas.
- Estabilidad para movimientos rotacionales.
- Tela exterior altamente elástica que permite una fácil colocación.
- Manga para suspensión de succión, proporciona alta seguridad.
- Espesor: 3 mm.

Artículo No.	Longitud Total	Circunferencia Inferior	Circunferencia Superior
4W80-XS-...	350 mm	10 - 17 cm	16 - 24 cm
4W80-S-...	350 mm	15 - 22 cm	23 - 34 cm
4W80-M-...	350 mm	21 - 30 cm	29 - 43 cm
4W80-MP-...	350 mm	24 - 35 cm	33 - 47 cm
4W80-L-...	350 mm	28 - 42 cm	36 - 51 cm
4W80-LP-...	350 mm	31 - 46 cm	39 - 55 cm
4W80-XL-...	350 mm	34 - 50 cm	42 - 60 cm
4W80-XXL-...	350 mm	36 - 55 cm	44 - 70 cm
4W80-XXXL-...	350 mm	40 - 60 cm	50 - 80 cm

Ejemplo de orden



Colores disponibles:



Attention:
El tejido de color gris ofrece una mayor compresión y por tanto, una menor elongación radial!

LITE Liner[®] Gel PRIME 4W82

Mangas de sello



Nivel de Actividad 1-3

Para muñones TT

- Alta adhesión y excelente confort
- El gel proporciona amortiguación y minimiza las cargas.
- Estabilidad para movimientos rotacionales.
- Tela exterior altamente elástica que permite una fácil colocación.
- Manga para suspensión de succión, proporciona alta seguridad.
- Espesor: 3 mm.

Artículo No.	Artículo No.	Longitud Total	Circunferencia Inferior	Circunferencia Superior
4W82-XS-A	4W82-XS-H	350 mm	10 - 17 cm	16 - 24 cm
4W82-S-A	4W82-S-H	350 mm	15 - 22 cm	23 - 34 cm
4W82-M-A	4W82-M-H	350 mm	21 - 30 cm	29 - 43 cm
4W82-MP-A	4W82-MP-H	350 mm	24 - 35 cm	33 - 47 cm
4W82-L-A	4W82-L-H	350 mm	28 - 42 cm	36 - 51 cm
4W82-LP-A	4W82-LP-H	350 mm	31 - 46 cm	39 - 55 cm
4W82-XL-A	4W82-XL-H	350 mm	34 - 50 cm	42 - 60 cm
4W82-XXL-A	4W82-XXL-H	350 mm	36 - 55 cm	44 - 70 cm




Gris Carbon
(A)




Piel(H)

Colores Disponibles:



Piel H



Gris Carbon(A)

LITE Liner[®] Gel PRIME

Manga de sello
4W88

LITE Liner[®] Gel SUPREME

Manga de sello
4W89




Nivel de Actividad: 1-4


Para Muñones TT

- 15 grados de preflexion
- el gel proporciona amortiguación y minimiza las cargas.
- Espesor: 3 mm

Artículo No.	Artículo No.	Longitud Total	Circunferencia Inferior	Circunferencia Superior
4W88-S-A	4W88-S-H	430 mm	15 - 22 cm	25 - 36 cm
4W88-M-A	4W88-M-H	430 mm	19 - 28 cm	29 - 43 cm
4W88-L-A	4W88-L-H	430 mm	22 - 37 cm	35 - 50 cm
4W88-XL-A	4W88-XL-H	430 mm	27 - 44 cm	39 - 56 cm




Artículo No.	Artículo No.	Longitud Total	Circunferencia Inferior	Circunferencia Superior
4W89-S-G	4W89-S-H	430 mm	15 - 22 cm	25 - 36 cm
4W89-M-G	4W89-M-H	430 mm	19 - 28 cm	29 - 43 cm
4W89-L-G	4W89-L-H	430 mm	22 - 37 cm	35 - 50 cm
4W89-XL-G	4W89-XL-H	430 mm	27 - 44 cm	39 - 56 cm



LITE Liner® Gel 4W85

Manga de sello



Nivel de Actividad: 2-4

For BK stumps

Alta adhesión y excelente confort

- El gel proporciona amortiguación y minimiza las cargas.
- Estabilidad para movimientos rotacionales.
- Manga para suspensión de succión, proporciona alta seguridad.
- Espesor: 3 mm.

Artículo No.	Longitud Total	Circunferencia Inferior	Circunferencia Superior
4W85-S	350 mm	10 - 17 cm	16 - 24 cm
4W85-M	350 mm	15 - 22 cm	23 - 34 cm
4W85-MP	350 mm	21 - 30 cm	29 - 43 cm
4W85-L	350 mm	24 - 35 cm	33 - 47 cm
4W85-LP	350 mm	28 - 42 cm	36 - 51 cm
4W85-XL	350 mm	31 - 46 cm	38 - 55 cm
4W85-XXL	350 mm	34 - 50 cm	42 - 60 cm

Protector de Manga 6W100



- cubierta protectora para alvéolos protésicos de bordes afilados.
- la cubierta protectora se usa debajo de la manga .
- la cubierta protectora evita la rotura prematura de las mangas de sello.

Artículo No.	Longitud Total	talla de la manga	Circunferencia
6W100-S	180 mm	M, MP	26 cm
6W100-M	180 mm	L, LP	31 cm
6W100-L	190 mm	XL	34 cm
6W100-XL	190 mm	XXL	38 cm
6W100-XXL	200 mm	XXXL	48 cm

LITE Liner® Gel 4W380

Diseño a la medida

Nivel de Actividad: 1-3

Para muñones TT

- alta adhesión y excelente confort.
- el gel proporciona amortiguación y minimiza las cargas
- estabilidad rotacional.
- Tejido exterior con revestimiento que permite su facil postura.
- La Manga de sello en la suspensión, proporciona alta seguridad.
- Grosor: 3 mm

Article No.	Total Length	Lower Circumference	Upper Circumference
4W380-XS	350 mm	10 - 17 cm	16 - 24 cm
4W380-S	350 mm	15 - 22 cm	23 - 34 cm
4W380-M	350 mm	21 - 30 cm	29 - 43 cm
4W380-MP	350 mm	24 - 35 cm	33 - 47 cm
4W380-L	350 mm	28 - 42 cm	36 - 51 cm
4W380-LP	350 mm	31 - 46 cm	39 - 55 cm
4W380-XL	350 mm	34 - 50 cm	42 - 60 cm
4W380-XXL	350 mm	36 - 55 cm	44 - 70 cm

Tu manga con el diseño que quieras.



Ejemplo

